# TIGGES / T-FLEX

Modulares Orthesensystem

Modul-Orthesen zur individuellen Anfertigung



Th4 bis S1

TIGGES innovative Modul-Orthesen



# Reklinationsorthese sagittal, frontal und horizontal



### zur individuellen Anfertigung

#### Wirkungsweise

Die mit dem Bausatz individuell angefertigte Reklinationsorthese dient zur teilaktiven Aufrichtung der Wirbelsäule in der Sagittal-

ebene im Dreipunkt-System. Bewegungen in Frontal- und Horizontalebene werden deutlich begrenzt.

Den dorsalen Druckzonen im Beckenkammbereich sowie im Scheitelpunktbereich der BWS wird ventral ein jeweiliger Gegendruck im Abdomen- und Brustbeinbereich entgegengesetzt, um die gewünschte Becken-Rumpfaufrichtung der BWS und LWS zu erzielen.

#### Konstruktion

Elemente

Kunststoff-

Elemente

Elemente

Mieder-

Die erforderliche Rumpfabstützung im vorderen Bereich wird durch eine Bauchpelotte erzielt. Die funktionelle Wirkung einer Lumbalpelotte wird durch eine dorsal unten eingesetzte Rahmenspange mit starren

> Federstahlstäben erreicht. Die Aufrichtung im BWS-Bereich wird durch eine dorsal oben eingesetzte Adapterpelotte mit nach Maß eingearbeiteten Reklinationsbügeln erzielt. Der Patient wird in der gewünschten Extension gehalten.

> > Zusätzlich an dem Stützrahmen lateral angebrachte Seitstäbe bewirken eine deutliche Einschränkung der Flexion, Seitenneigung und Rotation.

Die beschriebene Rahmenkonstruktion wird in kompressionsstarke, auf Maß angepasste Mieder eingearbeitet.



#### **Erforderliche Bestellkomponenten**

Bausatz Rekli und Mieder-Set

#### Indikationen Reklinationsorthese

Indikationen, bei denen eine Reklination und Verhinderung der Flexion der Wirbelsäule erforderlich ist, wie z.B. stabile Wirbelfrakturen.

empfohlene HMV-Nr. 23.15.31.0



#### Das Baukastensystem

ermöglicht durch eine Lagerbevorratung eine im Vergleich zu herkömmlichen Maßanfertigungen schnellere Versorgung des Patienten. Durch die zum Patent angemel-

## Rahmenstützkorsett

sagittal, frontal und horizontal

## zur individuellen Anfertigung

#### Wirkungsweise

Basismod<u>ule</u>

Das mit dem Bausatz individuell angefertigte Rahmenstützkorsett dient zur teilentlastenden Aufrichtung, teilfixierenden Bewegungseinschränkung und stabilisierenden Ruhigstellung des lumbalen und thorakolumbalen Bereiches. Die Frontal-, Sagittal- und Horizontalebene wird korrigiert, die Lenden- und Brustwirbelsäule werden an das Becken teilfixiert. Die großflächige Komprimierung des Abdomens erzielt im Zusammenwirken mit einer Bauch-

Fehlstatik und entlastet die Lendenwirbelsäule.

pelotte eine Verringerung der

Rumpfbeugungen in der Sagittal-und Frontalebene werden wesentlich eingeschränkt. Die Horizontalebene des Rumpfes ist eben-

falls begrenzt.

#### Konstruktion

Elemente

Kunststoff-

Elemente

Elemente

Mieder-

Die dorsal eingesetzte Rahmenspange umfasst den unteren Beckenbereich. An diese Spange werden zum einen lateral stabilisierende Seitstäbe angear-

> beitet, zum anderen im Rückenbereich Federstahl-Verstärkungsstäbe einge-

setzt, die mit einer Adapterpelotte verbunden sind. Hierdurch werden die Beckenkämme umschlossen und gestützt. Ein in den Adapter oben eingesetzter dorsaler Stabilisierungsbügel wird über Schultergurte mit zwei ebenfalls über den Adapter eingepasste Reklinationsbügel verbunden. Hierdurch wird der obere Brustwirbelsäulenbereich umfasst und abgestützt. Eine Bauchpelotte bewirkt die erforderliche zusätzliche ventrale Rumpfabstützung.

Die beschriebene Rahmenkonstruktion wird in kompressionsstarke, auf Maß angepasste Mieder eingearbeitet.



dete Adapterpelotte ist ein individuell exakter Zusammenbau der Stützelemente möglich. Durch das Zwei-Mieder-System erfolgt eine maßgenaue Anpassung auch bei schwieriger Anatomie.

#### **Erforderliche Bestellkomponenten**

#### Indikationen Rahmenstützkorsett

Indikationen, bei denen eine Rückstellung, Entlastung, Aufrichtung und Rotationsverhinderung des thorakalen und thorakolumbalen Wirbelsäulenabschnitts der BWS und LWS erforderlich ist, wie z.B. Degeneration der BWS und LWS, Lähmungen, Tumore, Infektionen, Fehlbildungen.

empfohlene HMV-Nr. 23.15.30.4



Artikel- Nummer	Modul	Bezeichnung	Farbe	LW/ UBW	Größen	Hilfsmittel-Nr.
82135	Α	LWS-Miederunterteil	schwarz	LW	1–5	-
82139	Α	LWS-Miederunterteil	haut	LW	1–5	-
82745	Α	LWS-Miederunterteil tailliert	schwarz	LW	1–5	-
82749	Α	LWS-Miederunterteil tailliert	haut	LW	1–5	_
82125	Α	LWS-Miederunterteil hoch	schwarz	LW	1–5	-
82129	Α	LWS-Miederunterteil hoch	haut	LW	1–5	-
82105	В	LWS-Miederoberteil	schwarz	LW	1–5	-
82109	В	LWS-Miederoberteil	haut	LW	1–5	-
63105	С	BWS-Mieder mit Seitenteilen	schwarz	UBW		-
63109	С	BWS-Mieder mit Seitenteilen	haut	UBW	I–II	-
82015	D	Unterstützungsgurt	schwarz	IW	1–5	_
82019	D	Unterstützungsgurt	haut	LW	1–5	_
91925	F	Delordosierungsgurt	schwarz	IW	1–5	
91929	F	Delordosierungsgurt	haut	LW	1–5	_
61975	F	3 3	riadt	_	_	_
		Stabilisierungsbügel normal	_	_	_	-
01091	G	4er Pelotte	_	-	_	-
53091	Н	Elemente 6er Pelotte	_	-	-	-
61982	J	Delordorsierungselement	-	Höhe	20cm	_
61985	J	Delordorsierungselement, hoch	-	Höhe	28 cm	-
81995	K	Rahmenspangen-Set, inkl. Rahmenspanngurt	_	_	_	_
83926	L	Stäbe starr 20/22/24/26/28/35	-	Höhe	20-35 cm	-
83927	Μ	Stäbe flexibel 20/22/24/26/28/35	_	Höhe	20-35 cm	-
81925	Ν	Bauchpelotte	-	-	_	-
61995	0	Adapter TL und Abpolsterung	schwarz	-	_	-
61999	0	Adapter TL und Abpolsterung	haut	-	_	-
61991	Р	Adapterpelotte dorsal	-	-	_	-
81975	R	Rekli / RSK Basismodul	schwarz	-	S/M/L	-
81979	R	Rekli / RSK Basismodul	haut	-	S/M/L	-
83925	S	2 Seitstäbe mit Polsterung und Schrauben	schwarz	-	-	-
83929	S	2 Seitstäbe mit Polsterung und Schrauben	haut	-	_	-
81905	Т	RSK Aufbau-Set	schwarz	_	_	_
81909	Ť	RSK Aufbau-Set	haut	_	_	_
88005	_	mobiler Orthesenkoffer	schwarz	_	_	_
88009		mobiler Orthesenkoffer	haut	_	_	_
00007		modifici of diescrikoner	Haat			



Artikel-			LW/		empfohlene
Nummer	Bezeichnung	Farbe	OBW	Größen	Hilfsmittel-Nr.
87985	Bausatz Rekli für Reklinationsorthesen	schwarz	OBW	S/M/L	23.15.31.0
87989	Bausatz Rekli für Reklinationsorthesen	haut	OBW	S/M/L	23.15.31.0
87995	Bausatz RSK für Rahmenstützkorsetts	schwarz	OBW	S/M/L	23.15.30.4
87999	Bausatz RSK für Rahmenstützkorsetts	haut	OBW	S/M/L	23.15.30.4
82235	Mieder-Set für Bausatz, unisex	schwarz	LW	1–5	-
82239	Mieder-Set für Bausatz, unisex	haut	LW	1-5	-
82725	Mieder-Set für Bausatz, tailliert	schwarz	LW	1-5	_
82729	Mieder-Set für Bausatz, tailliert	haut	LW	1-5	-
82225	Mieder-Set für Bausatz, unisex hoch*	schwarz	LW	1-5	_
82229	Mieder-Set für Bausatz, unisex hoch*	haut	LW	1-5	_

<sup>\*</sup> Achtung: Für Reklinationsorthesen und Rahmenstützkorsetts ab Körpergröße 170 cm immer die hohe Mieder-Version bestellen.

Baukastensystems

Größe	1	2	3	4	5	
LW = Leibweite alle 10 cm (von-bis)	<b>80</b> cm (75–85)	<b>90</b> cm (85–95)	<b>100</b> cm (95–105)	<b>110 cm</b> (105–115)	<b>120 cm</b> (115–125)	
Größe		1			II .	
UBW = Unterbrustweite		bis UBW <b>95 cm</b>			ab UBW <b>96 cm</b>	
Größe	S	М		L		
OBW = Oberbrustweite	bis <b>95 cm</b>	ab 96 bis 109 cm		ab <b>110 cm</b>		

Sondermodelle und Sondergrößen auf Anfrage





Telefon 00 49 (0) 23 24 - 5 94 97-0

